


# FUJI-STETHOSCOPE

## Yellow Copper F-10N Cu+ DX

Yellow Copper 製の超抗菌性 F-10N Cu+ DX 聴診器

“衛生用に使用されている、EPA 承認の銅素材を使用したフジスコープの聴診器はプレミアムタイプ”

Antimicrobial  
Copper



銅の殺菌効果を示す「ブランド」2008年3月、米国環境保護庁(EPA)が銅及び銅合金の公衆衛生における殺菌力を表示することを認可した。Kodera Coplon は、2013年9月 Cu+認証ロゴマーク取得。

- チェースとピースで集音した振動音が、チューブ、バイノラルを通してイヤーチップに伝わります。感染症予防対策用、心音、気管呼吸音、肺胞呼吸音、腸蠕動音、血流音を聴診する機器です。
- 聴診時に外部より振動板に圧力が加わると、設計上振動板全体が振動して増幅作用が行われる為、バイノラルの角度が前面に向いていることを確認して下さい。
- Yチューブは、DXタイプ仕様、耳線はシリコンゴム仕様、EPA認可の銅合金 Cu+聴診器採用しています。



### 【Cu+イエローカッパー製チェストピース】

銅合金の質感、比重、光沢があり雑音等を吸収する銅級素材のイエローカッパーCu+は、感染症防止対策に採用している。手、布等の摩擦音を抑える事が可能であり、又、今までの聴診器には無かった超抗菌性、除菌、衛生的で、金色光沢、質感及び院内感染防止が得られます。



ドクター及び医療従事者の方々は、感染症対策に有効な銅合金の銅製聴診器 F-10N Cu+製品をご使用下さい。

■ 製造販売元 有限会社富士医療器 医療機器製造販売業許可番号 13B3X00309000001 Made in Japan Cu+聴診器

■ 販売業 コデラカプロン株式会社 新潟県三保第 320 号 新潟大学とコデラカプロンの共同特許殺菌性銅素材使用。

■ 連絡先 Tel: 0256-39-6898. Fax: 0256-39-6885

■ E-mail kck-coplon@kappakun.com.