

殺菌マスク

殺菌防臭・防塵・防汚効果

材質：第一層 表：綿布 2層

第二層 中：除菌するカプロン銅布綿ガーゼ 2層

第三層 口元：綿布 2層 計 6層 除菌する綿布マスク

- 効果効能：
1. 空気感染・飛沫感染・濃厚感染への予防
 2. 吸汗加工に優れた銅の力効果で、殺菌防臭性に優れる
 3. 長期間使用できます
 4. 医療従事者及び一般の人でも使える

ご注意：*使用始めは、マスクの裏が青くなりますが、それは殺菌効果の現れですので（緑青は無害）安心してお使いいただけます。

*洗濯の際にはぬるま湯に中性洗剤を入れて手洗いで押し洗いして下さい。

2-4 カプロン フキンの各種細菌の殺菌例

細菌数の経時的測定試験 社団法人 日本食品衛生協会 データ

		直後	1時間	2時間	4時間
大腸菌	菌数	41000	0.7	0.2	0
	減少率	—	-99.99%	-99.999%	-99.9999%
サルモネラ菌	菌数	55000	13	0.2	0
	減少率	—	-99.99%	-99.999%	-100%
ブドウ球菌	菌数	9200	9.4	1.6	0
	減少率	—	-99.0%	-99.98%	-99.999%
腸炎ビブリオ菌	菌数	16000	0.2	0	0
	減少率	—	-99.99%	-99.999%	-100%

KCM-222 除菌する銅布フィルター入り高級綿布マスクの詳細

材料はすべて日本製

仕様素材：高級綿布 2 層 + 除菌銅綿布ガーゼ 2 層 + 口元綿布 2 層
6 層マスク (2 つの特許技術の殺菌銅素材と銅布生地を使用)

サイズ：たて 15 c m x 横 18 c m

用途：医療従事者向けや介護施設向けや一般向けに、院内感染予防対策、感染症予防対策、会社及び家庭感染症予防対策品にお勧めします。

特徴

1. 銅の力で電位殺菌・銅イオン殺菌・接触殺菌で、ウィルスや細菌、花粉症予防対策に除菌効果に大変優れております。
2. 除菌する銅布フィルター入り高級綿布マスクは、消臭効果があります。
3. 長時間使用しても除菌効果は長持ちして 1 年以上効果が持続いたします。
4. 特に女性の方には、マスクの口元に、ガーゼを入れて使うことをお勧めいたします。口紅や化粧が付かないので、汚れも付きにくくなり長く使用することが出来ます。
5. 丈夫ですので繰り返し洗濯をして使用可能です。飛沫を浴びた場合は 60℃～80℃のお湯に 10 秒～20 秒漬けて、水に冷やしてから乾かす。乾いたら、ハンカチの上からスチームアイロンで整えると良いです。又は、口元の汚れは中性洗剤で洗って乾かして同様の作業を行って下さい。
6. 立体タイプになるように、丁寧に手作りで顔にフィットするように縫製をしております。
7. 寝る時にも使用しますと肌にやさしくフィットして呼吸も楽で熟睡が出来ます。
8. Curefine®ブランドは除菌する銅布生地及び除菌する銅布製品に商標登録済みです。Curefine の除菌・抗菌に優れている銅繊維のブランドの製品です。
9. 弊社は、感染症と戦うドクターや医療従事者や一般の方々にも戦くマスクが必要と考え開発しております。